


Кроличья Поликлональная Антитело К Tcr1 Beta/Cct2 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P78371

Артикул: CM0028257



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого TCP1 beta/CCT2 (CCT2), валидированная для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммунопреципитации и ELISA. Обнаруживает TCP1 beta как человека, так и мыши. Идеально подходит для исследований шаперонинового комплекса и фолдинга белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCP1 beta/CCT2 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Псевдонимы	CCTB; 99D8.1; PRO1633; CCT-beta; HEL-S-100n; TCP-1-beta; TCP1 beta/CCT2
Вид	Человек
GeneID	10576
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 206-535 человеческого TCP1 beta/TCP1 beta/CCT2 (NP_006422.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P78371
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Холодовой пакет