


Поликлональное Антитело Anti-Tcp1 Кролика Для Wb, IHC-P, Elisa — P17987

Артикул: CM0015900



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий TCP1 (CCT-alpha), валидированное для Вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Определяет TCP1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований шаперонинов, цитоскелета и цилиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCP1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CCT1; CCTa; D6S230E; CCT-alpha; TCP-1-alpha; TCP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6950
GeneID	6950
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 307-556 человеческого TCP1 (NP_110379.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P17987
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом