

Поликлональные Антитела Против Tcta Для Wb, If/Icc, Elisa - P57738

Артикул: CM0014143

введение

ТСТА кроличья поликлональная антитела (SWISS: P57738) представляет собой поликлональное антитело, полученное против полноразмерного человеческого белка ТСТА. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/ИЦК (IF/ICC) и ИФА (ELISA), имеет перекрестную реактивность с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований остеокластов и мембранных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ТСТА кроличья pAb
Примечания/Альясы	ТСТА
Вид	Человек
GeneID (человек)	6988
GeneID	6988
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-103 человеческого ТСТА (NP_071503.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P57738
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодопак