


Поликлональное Антитело Против Tcte1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q5Ju00

Артикул: CM0015256



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TCTE1 (DRC5), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает TCTE1 человека, мыши и крысы. Подходит для исследования подвижности ресничек и жгутиков, а также функции N-DRC.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против TCTE1
Примечания/синонимы	DRC5; D6S46; FAP155; TCTE1
Вид	Человек
GeneID (человек)	202500
GeneID	202500
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого TCTE1 (NP_872345.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q5JU00
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет со льдом