


Моноклональное Антитело Anti-Tctp/Tpt1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Игх-П, Ифа - P13693

Артикул: CM0006830



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело Anti-TCTP/TPT1, валидированное для Вестерн-блоттинга, Иммунопреципитации, ИГХ-П, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Распознает белок массой 20 кДа, участвующий в связывании кальция, стабилизации микротрубочек и регуляции апоптоза. Сырьевой материал для in vitro диагностики (IVD) для исследований и разработки диагностических систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Наименование продукта	Кроличье моноклональное антитело к ТСТР/ТРТ1
Примечания / Альтернативные названия	HRF; p02; p23; ТСТР; ТСТР/ТРТ1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7178
GeneID	7178
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 белка ТСТР/ТРТ1 человека (P13693)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунопреципитация (IP), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13693
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом