


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Tctp/Tpt1 Для ВБ И Ифа — P13693

Артикул: CM0027395



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого ТСТР/ТРТ1, валидированы для ВБ и ИФА, проявляют перекрестную реактивность с мышинным и крысиным белком. Идеально подходят для исследований кальциевого сигналинга и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ТСТР/ТРТ1 кроличьи пАт
Примечания/Алиасы	HRF; p02; p23; ТСТР; ТСТР/ТРТ1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7178
GeneID	7178
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-172 человеческого ТСТР/ТСТР/ТРТ1 (NP_003286.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13693
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Айс-бокс