


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Tctp/Tpt1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - P13693

Артикул: CM0013801



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого ТСТР/ТРТ1 (HRF, p23, fortilin).

Рекомбинантный иммуноген (а.к. 1-172).
Подходят для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ, ИФА; перекрестно реагируют с человеческими и мышиными образцами. Поддерживают исследования в области апоптоза, связывания кальция и динамики микротрубочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCTP/TPT1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HRF, p02, p23, TCTP, TCTP/TPT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7178
GeneID	7178
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-172 человеческого ТСТР/ТСТР/ТРТ1 (NP_003286.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P13693
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент