


Поликлональные Антитела К Tdg Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13569

Артикул: CM0026129



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TDG, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для образцов человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований деметилирования ДНК и эксцизионной репарации оснований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TDG Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	hTDG; TDG
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6996
GeneID	6996
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого TDG (NP_003202.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13569
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	В ледяном пакете