

Кроличья Поликлональная Антитела Против Tdgf1/Cripto Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P13385

Артикул: CM0018383

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TDGF1 (CRIPTO), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Определяют TDGF1 человека, мыши и крысы. Подходят для исследований в области онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TDGF1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	CR; CR-1; CRGF; CRIPTO; TDGF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6997
GeneID	6997
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-150 человеческого TDGF1 (NP_001167607.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (ИНС-Р), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13385
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом