


Поликлональное Антитело Против Tdo2 Для Wb, If/Icc, Elisa — P48775

Артикул: CM0031041



введение

Это кроличье поликлональное антитело против TDO2 выявляет человеческую и мышиную триптофан-2,3-диоксигеназу (~48 кДа) и валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/ИЦК (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для исследований катаболизма триптофана и связанных с ним заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против TDO2
Примечания/алиасы	TO; TDO; TPH2; TRPO; HYPTRP; TDO2
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	6999
ID гена	6999
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100–200 человеческого TDO2 (NP_005642.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P48775
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом