


Поликлональные Антитела Против Tdo2 Для Вестерн-Блота, Иф/Иц, Ифа — P48775

Артикул: CM0015297



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому TDO2 (триптофан-2,3-диоксигеназа), валидированные для ВБ, ИФ/ИЦ и ИФА. Обнаруживают эндогенный TDO2 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования метаболизма триптофана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TDO2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	TO; TDO; TRH2; TRPO; HYPTRP; TDO2
Вид	Человек
ID гена (человек)	6999
ID гена	6999
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в диапазоне аминокислот 100–200 человеческого TDO2 (NP_005642.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48775
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом