

## Моноклональное Антитело Против Tdp-43/Tardbp Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Иф, Игх, Chip - Q13148

Артикул: CM0003765



### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого TDP-43/TARDBP (Q13148). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии, ChIP, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Оценено для исследований по процессингу РНК и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье моноклональное антитело против TDP-43/TARDBP                                                                                                         |
| Примечания/Альтернативные названия | ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP                                                                                                                                  |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                       |
| GeneID (человек)                   | 23435                                                                                                                                                         |
| GeneID                             | 23435                                                                                                                                                         |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого TDP-43/TARDB (Q13148))            |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                        |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                                       |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, иммунофлуоресценция/ИЦХ, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ChIP, ELISA |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                          |
| SWISS                              | Q13148                                                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка           | 45 кДа                                                                                                                                                        |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                             |