

Поликлональное Антитело Anti-Tdp-43/Tardbp Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q13148

Артикул: CM0017958



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TDP-43/TARDBP, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований биологии РНК, нейродегенерации и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TDP-43/TARDBP
Примечания/синонимы	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
Вид	Человек
GeneID (человек)	23435
GeneID	23435
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13148
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом