

Антитело Кролика Поликлональное Против Anti-Tdp-43/Tardbp Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Rip - Q13148

Артикул: CM0017850



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого TDP-43/TARDBP (Q13148), валидированное для WB, IHC-P, IP, ELISA и RIP. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для исследований нейродегенеративных заболеваний и биологии РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TDP-43/TARDBP кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23435
GeneID	23435
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого TDP-43/TARDBP (NP_031401.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA, RIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13148
Молекулярный вес белка	45kDa
Доставка	Сумка со льдом