

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Tdp1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9NuW8

Артикул: CM0029956



введение

Кроличье поликлональное антитело, распознающее TDP1 человека и крысы (68 кДа). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; иммуноген охватывает аминокислоты 1-140. Подходит для исследований в области репарации ДНК и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TDP1
Примечания/синонимы	TDP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	55775
ID гена	55775
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 TDP1 человека (NP_060789.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9NUW8
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом