


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Tdp2 (Валидировано На Ko) Для Wb, Elisa — 095551

Артикул: CM0020264



введение

Поликлональное кроличье антитело против TDP2, валидированное на KO. Обнаруживает TDP2 человека и мыши (095551) методом WB и ELISA. Подходит для исследований репарации ДНК, биологии топоизомераз и неврологических приложений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] кроличье поликлональное антитело к TDP2
Примечания/синонимы	EAP2; AD022; EAPII; TTRAP; hTDP2; dj30M3.3; P2
Вид	Человек
GeneID	51567
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого TDP2 (NP_057698.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	095551
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом