

Поликлональное Антитело К Tdrd1 Для Wb, Elisa - Q9Bxt4

Артикул: CM0015340



введение

Кроличье поликлональное антитело к TDRD1, валидированное для вестерн-блота и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Направлено на раково-тестикулярный антиген CT41.1, необходимый для сайленсинга транспозонов, опосредованного piPHK, во время сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TDRD1 кроличье пА
Примечания/алиасы	CT41.1; TDRD1
Вид	Человек
GeneID	56165
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-125 человеческого TDRD1 (NP_942090.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9BXT4
Молекулярная масса белка	132 кДа
Доставка	Хладоэлемент