

Кроличье Поликлональное Антитело Против Tdrd3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H7E2

Артикул: CM0025932



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TDRD3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает белок-скаффолд, участвующий в коактивации транскрипции и сборке стрессовых гранул. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TDRD3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TDRD3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	81550
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого TDRD3 (NP_110421.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H7E2
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом