


Кроличьи Поликлональные Антитела Против Tdrkh Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Y2W6

Артикул: CM0027650



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против TDRKH, подходящие для WB и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеальны для изучения биогенеза piRNA и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TDRKH Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TDRD2; TDRKH
Вид	Человек
GeneID (человек)	11022
GeneID	11022
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 36-355 человеческого TDRKH (NP_001077432.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2W6
Молекулярный вес белка	62кДа
Доставка	Сумка со льдом