


Кроличье Моноклональное Антитело Против Tdt Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P04053

Артикул: CM0007716



введение

CamelBio поставляет кроличье моноклональное антитело против TdT (клон A22618), валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ELISA. Обладает специфической реактивностью к человеческой терминальной дезоксинуклеотидилтрансферазе, ядерному ферменту, необходимому для V(D)J рекомбинации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к TdT
Примечания/Альтернативные названия	TDT; TdT
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1791
ID гена	1791
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04053
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом