


Кроличья Поликлональная Антитело Против Tdt Для Wb, Elisa — P04053

Артикул: CM0029498



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого TdT, валидированная для Вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным TdT. Подходит для изучения рекомбинации V(D)J и развития иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TdT Rabbit pAb
Примечания/алиасы	TDT; TdT
Вид	Человек
ID гена (человек)	1791
ID гена	1791
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04053
Молекулярная масса белка	59кДа
Доставка	Сумка-холодильник