

Поликлональное Антитело Против Tead1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-Парафин, Иф/Ицк, Ип, Ифа, ChIP - P28347

Артикул: CM0026661



введение

Кроличье поликлональное антитело против TEAD1, валидированное для вестерн-блоттинга, ИГХ-парафин, ИФ/ИЦК, ИП, ИФА, ChIP. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для изучения сигнального пути Hippo и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TEAD1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1; TEAD1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7003
ID гена	7003
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 135-215 белка TEAD1 человека (NP_068780.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-парафин, ИФ/ИЦК, ИП, ИФА, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28347
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом