

Кроличья Поликлональная Антитела Против Tead1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа, Хип - P28347

Артикул: CM0014290



введение

Кроличьи поликлональные антитела к TEAD1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА и ХИП, с реактивностью к человеческим, мышиным и крысиным белкам. Подходят для изучения сигнального пути Hippo, регуляции транскрипции и развития сердца.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к TEAD1 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1; TEAD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7003
GeneID	7003
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого TEAD1 (NP_068780.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA), Хроматин-иммунопреципитация (ChIP)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P28347
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом