


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Tead1/2/3/4 Для Wb, Elisa — P28347 / Q15561 / Q15562 / Q99594

Артикул: CM0012743



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело anti-TEAD1/2/3/4 для вестерн-блоттинга и ELISA, нацеленное на транскрипционные факторы TEAD человека в исследованиях сигнального пути Hippo.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье МАТ TEAD1/2/3/4
Примечания/псевдонимы	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7003/7004/8463/7005
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 174–263 человеческого TEAD4 (NP_003204.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональное антитело
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P28347/Q15561/Q15562/Q99594
Молекулярная масса белка	48 кДа/49 кДа/47 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент