

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Tead2 Для Wb, Elisa - Q15562

Артикул: CM0012961



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий TEAD2 (TEF-4), валидированное для WB и ELISA. Детектирует белок массой около 49 кДа. Незаменимо для исследований сигнального пути Hippo, пролиферации клеток и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Описание
Название продукта	TEAD2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ETF; TEF4; TEF-4; TEAD-2; TEAD2
Вид	Человек
GeneID (человек)	8463
GeneID	8463
Иммуноген	Рекомбинантный белок человека TEAD2
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q15562
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом