

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Tead4 Для Wb, Elisa — Q15561

Артикул: CM0006755



введение

Кроличыи моноклональные антитела против TEAD4 для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, предназначенные для детекции человеческого TEAD4 — ключевого транскрипционного фактора сигнального пути Hippo, регулирующего пролиферацию и миграцию клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TEAD4 Rabbit mAb
Примечания/алиасы	TEAD4; EFTR-2; RTEF1; TCF13L1; TEF-3; TEF3; TEFR-1; hRTEF-1B; TEA-доменный транскрипционный фактор 4
Вид	Человек
ID гена (человек)	7004
ID гена	7004
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в составе аминокислот 140-240 человеческого TEAD4 (Q15561)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15561
Молекулярная масса белка	34 кДа/44 кДа/48 кДа
Доставка	Холодильный пакет