

Кроличье Поликлональное Антитело Против Tead4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15561

Артикул: CM0030880



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий TEAD4 (TEF-3), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белку. Идеально для исследований пути Hippo.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TEAD4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TEF3; RTEF1; TEF-3; EFTR-2; TEFR-1; TCF13L1; hRTEF-1B; TEAD4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7004
ID гена	7004
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-250 человеческого TEAD4 (NP_003204.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q15561
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом