


Моноклональное Антитело Anti-Тес Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P42680

Артикул: CM0004839



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческой киназы Тес. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для исследований иммунной сигнализации и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Tec Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PSCTK4; Tec
Вид	Человек
Идентификатор гена (GenelD)	7006
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого Tec (NP_003206.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42680
Молекулярный вес белка	74кДа
Доставка	Сумка со льдом