


Поликлональные Антитела Кролика Против Тес Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Игх-П, Ифа - P42680

Артикул: CM0013148



введение

Тес Rabbit pAb — это поликлональные антитела, полученные против рекомбинантного человеческого Тес (а.о. 1-280). Валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ, ИГХ-П и ИФА, они обнаруживают Тес в образцах человека, мыши и крысы, что делает их идеальными для исследований иммунного сигналинга и киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Tec Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PSCTK4; Тес
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7006
GeneID	7006
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого Тес (NP_003206.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42680
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент