


Кроличья Поликлональная Антитело Против Tefm Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q96Qe5

Артикул: CM0028647



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому TEFM (C17orf42), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Подходит для изучения митохондриальной транскрипции и окислительного фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TEFM Кроличье пА
Примечания/Альяс	C17orf42; TEFM
Вид	Человек
ID гена (человек)	79736
ID гена	79736
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот с 36 по 210 человеческого TEFM (NP_078959.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96QE5
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Айс-пак