


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Tek Для Wb И Elisa — Q02763

Артикул: CM0018027



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого ТЕК (TIE2, CD202B) для применений в вестерн-блоттинге и ELISA. Выявляет ТЕК человека, мыши и крысы; ожидаемый размер полосы составляет 126 кДа. Подходит для исследований ангиогенеза и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TEK Rabbit pAb
Примечания/синонимы	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B; TEK
Вид	Человек
GeneID (человек)	7010
GeneID	7010
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500-750 человеческого ТЕК (NP_000450.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q02763
Молекулярная масса белка	126 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом