


Антитело Кролика Поликлональное Против Tek (Tie2) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q02763

Артикул: CM0024926



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого TEK (TIE2; CD202B), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для изучения рецепторов ангиопоэтинов в исследованиях ангиогенеза и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TEK Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B; TEK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7010
GeneID	7010
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500-750 человеческого TEK (NP_000450.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02763
Молекулярный вес белка	126кДа
Доставка	Сумка со льдом