

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Tekt1 Для Вб, Ифа - Q969V4

Артикул: CM0015229



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого ТЕКТ1 (тектин-1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Идеально подходит для изучения биологии ресничных и жгутиковых микротрубочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ТЕКТ1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	ТЕКТ1; tektin-1
Вид	Человек
ID гена (человек)	83659
ID гена	83659
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 человеческого ТЕКТ1 (NP_444515.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q969V4
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодильный пакет