

Поликлональные Антитела Кролика Против Telo2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Y4R8

Артикул: CM0022394



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого TELO2 (hCLK2, TEL2), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с образцами человека и мыши. Идеально подходят для исследований ответа на повреждение ДНК, сигнального пути mTOR и биологии теломер.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TELO2 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	CLK2; TEL2; YHFS; TELO2
Вид	Человек
ID гена (человек)	9894
ID гена	9894
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 450-550 человеческого TELO2 (NP_057195.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y4R8
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	С холодоэлементом