

Поликлональные Антитела Против Тенасцина С Для Вестерн-Блоттинга - P24821

Артикул: CM0020418



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого тенасцина С (TN-C), валидированные для ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИФА. Реагируют перекрестно с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований внеклеточного матрикса и онкологических исследований.

Предсказанная молекулярная масса — 241 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Тенасцин С кроличьи поликлональные антитела
Примечания/аллиасы	GP; JI; TN; HXB; GMEM; TN-C; DFNA56; 150-225; Tenascin C
Вид	Человек
ID гена (человек)	3371
ID гена	3371
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24821
Молекулярная масса белка	241 кДа
Доставка	Хладоэлемент