

Кроличье Поликлональное Антитело Против Тенасцина-Х (Tnxb) Для Вестерн-Блота, Ифа - P22105

Артикул: CM0019985



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому тенасцину-Х (TNXB), валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Демонстрирует перекрестную реактивность с мышинными и крысиными гомологами. Подходит для исследований внеклеточного матрикса и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к TNXB
Примечания/Алиасы	XB; TNX; XBS; EDS3; HXBL; TENX; TN-X; VUR8; TNXB1; TNXB2; TNXBS; EDSCLL; EDSCLL1; TNXB
Вид	Человек
GeneID	7148
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 444-673 человеческого TNXB (NP_115859.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P22105
Молекулярная масса белка	458 кДа
Доставка	С холодоэлементом