

Поликлональные Антитела Против Tenm1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukz4

Артикул: CM0015413

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого TENM1 (Teneurin-1). Валидированы для применения в WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований нейронального развития и нейропластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TENM1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TNM; ODZ1; ODZ3; TEN1; TNM1; ten-1; TEN-M1; TENM1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10178
GeneID	10178
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-540 человеческого TENM1 (NP_001156750.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKZ4
Молекулярный вес белка	305кДа
Доставка	Сумка со льдом