


Поликлональное Антитело Против Terf2 Для Вб - Q15554

Артикул: CM0023114



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому TERF2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований теломерной биологии и комплекса шелтеринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TERF2
Примечания/алиасы	TRF2; TRBF2; TERF2
Вид	Человек
ID гена (человек)	7014
ID гена	7014
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого TERF2 (NP_005643.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15554
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Холодовая упаковка