


Поликлональное Антитело Против Terf2Ip Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Nyb0

Артикул: CM0026056



введение

Кроличье поликлональное антитело к TERF2IP (RAP1) для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA, валидировано на человеке и мыши. Нацелено на теломерный повторов-связывающий фактор 2-взаимодействующий белок 1, компонент шелтерина и регулятор NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TERF2IP Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	RAP1; DRIP5; TERF2IP
Вид	Человек
ID гена	54386 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого TERF2IP (NP_061848.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NYB0
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	В термосумке со льдом