


Моноклональное Антитело Против Tert Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O14746

Артикул: CM0012515



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий TERT (теломеразную обратную транскриптазу), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Важный инструмент для исследований в области биологии теломер, старения и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против TERT
Примечания/Альтернативные названия	TP2; TRT; CMM9; EST2; TCS1; hTRT; DKCA2; DKCB4; hEST2; PFBMFT1; TERT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7015
GeneID	7015
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1000-1132 человеческого TERT (O14746).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14746
Молекулярная масса белка	127 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом