


Кроличья Поликлональная Антитела Против Tert Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезях (Ihc-P), Ифа (Elisa) - O14746

Артикул: CM0020901



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий TERT (теломеразная обратная транскриптаза). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческим и мышинным белком. Идеальны для исследований теломеразы, рака и старения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против TERT (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	TP2, TRT, CMM9, EST2, TCS1, hTERT, DKCA2, DKCB4, hEST2, PFBMFT1, TERT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7015
GeneID	7015
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1050-1132 человеческого TERT (NP_937983.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O14746
Молекулярная масса белка	127 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом