

Поликлональные Антитела Кролика Против Tes Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ugi8

Артикул: CM0028480



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого TES (Тестин), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Реагируют с материалами человека и крысы. TES представляет собой скэффолдный белок, участвующий в клеточной адгезии и подавлении опухолевого роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TES Rabbit pAb
Примечания/синонимы	TESS; TESS-2; TES
Вид	Человек
ID гена (человек)	26136
ID гена	26136
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого TES (NP_056456.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q9UGI8
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	С ледяным пакетом