

Кроличья Поликлональная Антитела Против Tet1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nfu7

Артикул: CM0018478



введение

Валидируйте TET1, ключевой регулятор деметилирования ДНК и хроматина, с помощью этих кроличьих поликлональных антител. Тестируется в Вестерн-блоттинге, IF/ICC, IHC-P, ELISA; реагирует с образцами человека, мыши, крысы. (Q8NFU7)

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb против TET1
Примечания/Альтернативные названия	LCX; CXXC6; bA119F7.1; TET1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	80312
ID гена	80312
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NFU7
Молекулярная масса белка	235 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом