

Кроличья Поликлональная Антитела Против Tet1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Elisa - Q3UrK3

Артикул: CM0024563

введение

Кроличьи поликлональные антитела против мышиногo TET1, валидированные для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и иммуноферментного анализа. Детектируют полосу ~219 кДа; перекрестно реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белком. Подходят для исследований деметилирования ДНК и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела к TET1, кроличьи
Примечания/Альтернативные названия	LCX; Cxxc6; mKIAA1676; D10Erttd17e; 2510010B09Rik; TET1
Вид	Мышь
GeneID	52463
Иммуноген	Рекомбинантный фьюзионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1749-1902 мышиногo TET1 (NP_001240786.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q3URK3
Молекулярная масса белка	219 кДа
Доставка	В термосумке со льдом