

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Tet2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q6N021

Артикул: CM0018006



введение

Кроличыи поликлональные антитела к TET2, валидированные для WB, IHC-P и ELISA, распознают человеческий TET2 (Q6N021) и перекрёстно реагируют с мышиным и крысиным TET2. Подходят для исследований метилирования ДНК и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к TET2
Примечания/синонимы	MDS; IMD75; KIAA1546; TET2
Вид	Человек
ID гена	54790
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1833-2002 человеческого TET2 (NP_001120680.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6N021
Молекулярная масса белка	224 кДа
Условия транспортировки	Хладопакет