

Поликлональное Антитело Кролика Против Tet2 Для Вб, Игг-Г, Иф/Икк, Ифа — Q6N021

Артикул: CM0026502



введение

Валидированное для ВБ, ИГГ-Г, ИФ/ИКК и ИФА это кроличье поликлональное антитело направлено против человеческого ТЕТ2 (Q6N021) — метилцитозиндиоксигеназы, участвующей в деметилировании ДНК, с перекрестной реактивностью к мышам и крысам.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TET2 кроличье pAb
Примечания/Алиасы	MDS; IMD75; KIAA1546; TET2
Вид	Человек
GeneID (человек)	54790
GeneID	54790
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1833-2002 человеческого TET2 (NP_001120680.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-Г, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6N021
Молекулярная масса белка	224 кДа
Доставка	Холодовой пакет