

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Tfam Для Вестерн-Блоттинга - Q00059

Артикул: CM0007434



### введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого TFAM, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP), ELISA, хроматин-иммунопреципитации (ChIP). Идеально для исследований митохондриальной транскрипции и поддержания мтДНК.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | TFAM Кроличье mAb                                         |
| Примечания/Альтернативные названия | TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDP515; TFAM |
| Вид                                | Человек                                                   |
| GeneID (Человек)                   | 7019                                                      |
| GeneID                             | 7019                                                      |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок                                      |
| Источник                           | Кролик                                                    |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                   |
| Применение                         | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP                        |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                   |
| SWISS                              | Q00059                                                    |
| Молекулярная масса белка           | 29 кДа                                                    |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                         |