

Поликлональная Антитело Кролика Против Tfam Для Wb, If/Icc, Elisa - Q00059

Артикул: CM0020160



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого TFAM, подходящее для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком, идеально подходит для исследований митохондриальной транскрипции и поддержания целостности мтДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TFAM Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Вид	Человек
GenelD (человек)	7019
GenelD	7019
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-220 человеческого TFAM (NP_003192.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00059
Молекулярная масса белка	29кДа
Доставка	Холодильный пакет