

Кроличья Поликлональная Антитела Против Tfam Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00059

Артикул: CM0018266



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий TFAM, подходят для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Идеальны для исследований митохондриальной транскрипции и поддержания мтДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TFAM Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7019
ID гена	7019
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого TFAM (NP_003192.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00059
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом