

Поликлональные Антитела Против Tfar2В Для Вб, Ифа - Q92481

Артикул: CM0029969



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные на человеческий TFAP2B — фактор транскрипции, участвующий в развитии организма. Подходит для вестерн-блота и ИФА. Специфичны к человеку. Предсказанная молекулярная масса 50 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TFAP2B Кроличьи поАт
Примечания/алиасы	PDA2; AP-2B; AP2-B; AP-2beta; TFAP2B
Вид	Человек
GeneID (человек)	7021
GeneID	7021
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого TFAP2B (Q92481).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92481
Масса белка	50 кДа
Доставка	Холодовая упаковка